

סבביח - Sababich

שיתוף פעולה עם מחלקה לנפגעי ראש
במכון פוירשטיין

פיתוח וניהול הפרויקט: איתמר בבאי ורז אוננו

מרצה מנחה: פרופסור אראל סגל

מרפאה בעיסוק: מאיה בן שמחון

מדוע "סבביח" משאב יקר ערך?



רצף טיפולי בבית

אפשרות לתרגול עצמאי בבית.



חווייה טיפולית

אתגר חוויתי אל מול יעד משחקי מאתגר, תוך העלאת מוטיבציה ותחושת מסוגלות.



ניתוח נתונים

דשבורד קליני המאפשר למרפאה בעיסוק לעקוב אחר התקדמות וקשיים בזמן אמת.




מענה קוגניטיבי

עבודה על מיומנויות ליבה: אינהיביציה, גמישות מחשבתית וזיכרון עבודה בהתאמה לסיטואציות יומיומיות.

מיומנויות ליבה ואימון קוגניטיבי

תפקודי יום-יום מורכבים: סימולציית המשחק מדמה סביבת עבודה ריאליסטית הדורשת תעדוף משימות.


גמישות מחשבית



מעקב יעדים: כמה מנות הכילו רכיב חדש ברמה.

כושר הסתגלות: מדידת המהירות בה המטופל מסתגל לשינויים במשימה.

אינהיביציה (Inhibition)



משימת "ללא גלוטן": תרגול עצירת תגובה אוטומטית של הגשת מנות ללקוחות.

ניקיון המסך: עצירת עבודה לטובת תחזוקה - תרגול דחיית דחפים.

זיכרון עבודה (WM)



יחס הצלחה: אחוז המנות שהוגשו בהצלחה מתוך סה"כ הניסיונות.

לחיצה כפולה: זיהוי חזרתיות המעידה על כשל בזיכרון.

העלמת רכיבים: אופציית אתגר מתקדם להסתמכות על זיכרון פעיל.

מ-ADHD לשיקום נוירולוגי

שיטת עבודה:

- ✓ מיקוד בצרכים ספציפיים של בוגרים בשיקום.
- ✓ שילוב עקרונות הלמידה המתווכת של פוירשטיין.
- ✓ התאמה של המשחק סביבתית וקוגניטיבית למגבלות.

גורמי מקצוע:

- ✓ מאיה בן שמחון - מרפאה בעיסוק במכון פוירשטיין.
- ✓ נועה אוננו - מרפאה בעיסוק ומנהלת שיתוף פעולה בין מכון פוירשטיין לארגון נכי צה"ל.
- ✓ ענת פחימה - מאבחנת ומטפלת בילדים במסגרת התפתחות הילד בלאומית.



התאמה ויזואלית

מומש חלקית



בועת דרישה

סימון רכיבים שנבחרו בהרכבת
המנה כדי לסגל מיומנות זיכרון
הדרגתית בתחילת הדרך



נגישות רכיבים בבועת הדרישה

הגדלת אלמנטים על המסך לשיפור
הדיוק וההצלחה



סביבה מותאמת

רקע נקי ומרגיע המותאם לרגישות
חושית ולמגבלות עיבוד ויזואלי

מנגנון איסוף והצגת נתונים - Dashboard

מומש

- 

1. איסוף נתונים

תיעוד כל רמה
(LevelAttempt):
הצלחות, שגיאות
אינהיביציה, לחיצות
כפולות וזמנים.
- 

2. ייצוא (Local HTML)

יצירת קובץ HTML מקומי
עצמאי הכולל את כל
הסשנים.
- 

3. גיבוי (Cloud Sync)

סנכרון אוטומטי ל-Unity
Cloud לצורך גיבוי נתונים
מאובטח והבטחת רציפות
במשחק למשתמש חוזר,
מאותו מקום שעזב את
המשחק.
- 

4. ניתוח והצגת נתונים

הצגת נתונים גולמיים,
גרפים ומגמות למרפאה
בעיסוק. במידת הצורך
ניתן להציג את הנתונים
למטופל כפידבק.

יתרון טכנולוגי: הדשבורד נפתח בדפדפן כקובץ מקומי מהיר, ללא תלות באינטרנט בקליניקה, תוך שמירת וגיבוי הנתונים בענן.

אבטחת מידע וסודיות רפואית



הגנה על פרטיות המטופל

✓ משתמשים בשם משתמש בלבד -
ללא פרטי זיהוי אמיתיים במערכת הענן.

✓ הנתונים של כל המטופלים נשמרים רק בקובץ ה-HTML המקומי במחשב הקליניקה.
נתונים גולמיים של מטופלים המשחקים בביתם ישמרו על המחשב שלהם.

חיווי קולי מתקדם

מומש

הוספנו למשחק רובד שמיעתי קריטי ללמידה מתווכת, וחווית השחקן:

הדמויות נותנות חיווי קולי (חיובי או שלילי)

החיווי השמיעתי עוזר למטופל להתמקד במשימה ולקבל **משוב מיידי**.
הדיבוב בוצע ברמה מקצועית כדי לייצר סביבה ריאליסטית המעודדת
בקרה עצמית אצל המטופל.

שיתוף פעולה עם סטודנטים לתקשורת

דיבוב: אליעד צוקר
הקלטה: אורה דזנאשוילי

שליטה דינאמית למרפאה בעיסוק

טרם מומש

אנו מציעים מודל שבו המטפל הוא מקבל ההחלטות בזמן אמת ביחס למשחק הנוכחי של מטופל עם יכולת שליטה בפרמטרים בזמן אמת:

דרישה הדרגתית לזיכרון עבודה

סימון רכיבים שכבר נוספו ב-X
בבועה להקלה בשלבים
התחלתיים.

ויסות עומס

אופציה להעלמת רכיבים
מהבועה לאימון זיכרון עבודה
מתקדם.

ניהול זמן

שליטה באורך השלב וקצב שינוי
מצב הרוח של הלקוח.

התייחסות מאיה

תוכנית עבודה: מאי - יוני 2026

